

NK 细胞扩增试剂-CB 使用说明书

试剂组成

组成	货号	试剂名称	规格	数量	储存条件
NK 细胞扩增试剂	MDL2005	NK 细胞扩增试剂 CB FC-I	2ml	1	-80℃或液氮
		NK 细胞扩增试剂 CB FC-II	4ml	1	-80℃或液氮
		培养基补充剂 (无动物源成分) 适用脐血 NK 培养	25ml	1	-20℃以下

产品优势

- 1、本套装中 FC 可用于高效扩增脐带血来源的 NK 细胞；
- 2、配合培养基补充剂，可在无血清培养基条件下进行 NK 细胞的体外扩增
- 3、细胞纯度高，培养两周左右 NK 细胞纯度 (CD3-CD(16+56)+ 细胞) 在 50~99%之间
- 4、活化后的细胞扩增倍数 (相对于起始细胞数量) 可达 200 倍
- 5、培养体系稳定，培养后的细胞表型稳定

NK 细胞流式图

NK CD3⁻CD (16+56)⁺: 95.35%

